

MEMO PRELEVEUR – LISTE NON EXHAUSTIVE



EDTA 1 VIOLET < 4H00

Groupes sanguins, HLAB27 (1 tube bien rempli sinon 2 tubes + attestation de consultation), NF, Plaquettes, RAI, Réticulocytes, VGM, Vitesse de Sédimentation
Paludisme : Toujours urgent – Renseignements cliniques obligatoires

EDTA 2 VIOLET < 4H00

HBA1C, Plombémie

CITRATE BLEU <4H00

Attention au remplissage correct du tube



Anfithrombine III, Fibrinogène, TCA, TP

D-Dimères : Toujours urgent

Héparinémie :

Lovenox, Fraxiparine, Fragmine : 3 à 4h après injection

Innohep, Calciparine : 4 à 6h après injection

Héparine en SAP : à tout moment

Noter l'heure de prélèvement, le nom de l'héparine, la posologie et l'heure de dernière injection. **Apporter au laboratoire dans les 2h00.**

HEPARINE VERT < 4H00

TUBE GEL : 5' Nucléotidase, Acide urique, Albumine, Amylase, ApoA, ApoB, Bilirubine, Calcium, Cholestérol, CPK, CKMB, Créatinine, CRP, GGT, HDL, Ionogramme, LDH, LDL, Lipase, Magnésium, Mg, Méthémoglobine, Monoxyde de carbone, Na, PAL, Phosphore, TGO, TGP, Triglycérides, Troponine, Urée

Ionogramme < 2H00 (Potassium)

Troponine < 1H00 : toujours apporter rapidement au laboratoire (EDTA pour les laboratoires d'Audruicq, de Bray-Dunes, de Desvres, de Marquise, de Marck et de Wimereux uniquement).

Tube Sans gel ou seringue gaz du sang : Lactates < 30 min. : ou seringue gaz du sang



GEL SERUM 1 MARRON/JAUNE/ROUGE

< 8H00

Bilan du fer : Fer, Ferritine, Saturation, Transferrine

Hormones : Cortisol, HCG, FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, SDHA, T3, T4, TSH, Testostérone

Médicaments : Acide valproïque (Dépakine), Digoxine, Lithium Les dosages de médicament se font en taux résiduel : avant la prise suivante.

Noter le nom du médicament, la posologie, l'heure et le jour de dernière prise et l'heure et le jour du prélèvement.

Marqueurs tumoraux : ACE, AFP, CA125, CA153, CA199, PSA, PSA Libre

Protéines : Cd tect, Complément C3 et C4, Facteurs rhumatoïdes, Haptoglobine, IgG, IgA, IgM, Myoglobine, Préalbumine, Protides.

Sérologies : ASD, Chlamydia, CMV, EBV (mononucléose), Helicobacter, Hépatites A, B et C, HIV, Lyme, Rubéole, Syphilis, Toxoplasmose

Vitamines : 25OH vitamine D, Folates, Vitamine B12

Marqueurs cardiaques : NT-ProBNP

GEL SERUM 2 MARRON/JAUNE/ROUGE

< 8H00

Allergie : Alatop, IgE, Phadiatop, Trophatop, Rast

Auto-immunité : Ac antinucléaires, Ac anti-thyroïdiens, Ac anti-antigènes solubles

Protéines : Electrophorèse des protéines sériques, Immunofixation



TUBE FLUORE GRIS < 8H00

Glycémie



Calais-4 Coins : 03 21 46 78 00 – Audruicq : 03 21 35 78 00 – Beau marais : 03 21 19 67 10 – Blériot : 03 21 19 44 30
 Bray Dunes : 03 28 24 58 50 – Desvres : 03 21 91 64 72 – Marck : 03 21 96 16 44 – Marquise : 03 21 10 44 14 – Wimereux : 03 21 83 82 00

Prélèvements spéciaux

Ammoniémie, Anticoagulant circulant, Calcium ionisé, Protéines C et S anticoagulantes, RPCa, Vitamines (sauf Folates, Vit. B12 et 25OH vit. D)	▶ Prélèvement obligatoirement au laboratoire : Nécessite congélation immédiate
Aldostérone, Rénine	▶ Prélèvement obligatoirement au laboratoire : Protocole debout - couché
Caryotype, HT21, Examens génétiques (Mucoviscidose, Hémochromatose, Mutations facteurs, Prothrombine...)	▶ Consentement médico-légal et/ou Attestation de consultation
Cryoglobuline	▶ Prélèvement obligatoirement au laboratoire : coagulation à 37°C
Pyruvate	▶ Défécation immédiate à l'acide
PPZ, Vitamines B1 et B6	▶ Abri de la lumière
ACTH, Oligoéléments	▶ Tube spécial fourni sur demande
Epreuves (Hélikit, Hyperglycémie, Test au synacthène)	▶ Prélèvement obligatoirement au laboratoire : Prélèvement sous contrôle du biologiste

Identification des prélèvements, utilisation du bon d'accompagnement

 <p>Flacons ECBU, Urines 24H00, Coproculture. Faire identifier par le patient (nom d'usage, prénom, nom de naissance et date de naissance)</p>	 <p>Echantillons sanguins : Nom d'usage, prénom, nom de naissance, date de naissance et sexe * Obligatoire et manuscrit pour les groupes sanguins et RAI et vérifier lettre par lettre au moment du prélèvement</p>	 <p>Fiche d'accompagnement du prélèvement obligatoire.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordre des tubes au prélèvement (les homogénéiser par retournements lents dès remplissage)



Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)